

ویدئو لارنگوسکوپ



VIDEO LARYNGOSCOPE

کاربرد دستگاه ویدئو لارنگوسکوپ در تحریک
اپی گلوت بیماران و راهنمایی کارکنان پزشکی
برای لوله گذاری دقیق راه هوایی برای کمک
های اولیه و همچنین برای معاینه و درمان
میباشد.

Model: Pals Laryngo 35

Display	3 " TFT LCD
Tilt and rotation	0°-130° tilt, 0°-270° rotate
Angle of view	60°
Battery life	> 120 mins on a full charge
Charging time	< 3 hrs
Memory	32G, take > 400k photos record ≥16 hrs of video

برای چندین دهه لارنگوسکوپ های ثابت تنها روشی بود که توسط متخصصان بیهوش برای قرار دادن لوله تراشه، داخل نای بیماران استفاده میشد. توسعه برای زاویه دید بزرگتر و بهتر در طول لوله گذاری منجر به توسعه دستگاه هایی به نام لارنگوسکوپ ویدئویی شد.



انواع تیغه دستگاه لارنگوسکوپ ویدئویی



310-0 / 300SS
نوزاد



310-1 / 300S
۰-۲ سال



310-3 / 300M
۶+ سال



310-2 / 300SM
۲-۶ سال



310-4 / 300L
بزرگسال



کارخانه: قم شهرک صنعتی شکوهیه فاز ۲ خیابان صیاد شیرازی ۱۶ پلاک ۴۷۴
دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهرآرا، نبش خیابان ۱۶ متری محمدی، پلاک ۱، واحد ۳
تلفن: ۰۲۱۶۶۵۵۴۷۰۰ وب سایت: www.tsnmed.com



شماره پروانه ساخت اداره کل تجهیزات پزشکی: ۸۸۱۱۵۵۰۴

